

Antrag auf gutachterliche Untersuchung Antigen-spezifischer IgE/IgG-Antikörper

Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Monika Raulf
Fon +49 (0)30 13001-4310 / Fax +49 (0)30 13001-4302
E-Mail: monika.raulf@dguv.de www.dguv.de/ipa

Institutsdirektor
Prof. Dr. med Thomas Brüning
Kompetenz-Zentrum
Allergologie/Immunologie
Prof. Dr. Monika Raulf

Etikett (auch auf Duplikat!) oder Patientendaten in Blockschrift

Name:	Behandelnder Arzt:
Vorname:	Anschrift
Geb.-Datum	Kostenträger:
	Aktenzeichen

Die Abrechnung erfolgt lediglich im Auftrag von Berufsgenossenschaften, Unfallkassen oder bei Privatversicherten.
Es besteht keine KV-Ermächtigung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung gem. §31 Absatz 1a Ärzte-ZV
für bestimmte diagnostische Leistungen.

Klinische Diagnose/Verdacht auf

Datum der Blutabnahme

Beruf

Exposition

Unterschrift des behandelnden Arztes

Zusendung von mindestens 5 ml Serum erforderlich

Anschrift:

IPA
Kompetenz-Zentrum Allergologie/Immunologie
- z.Hd. Frau Prof. Dr. M. Raulf, Haus 10 -
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1, 44789 Bochum
Telefon: +49 (0)30 13001-4310
Fax: +49 (0)30 13001-4302
E-Mail: monika.raulf@dguv.de

Weitere Bestimmungen sind möglich nach
Absprache mit

Frau Prof. Dr. Raulf
Telefon: +49 (0)30 13001-4310
E-Mail: monika.raulf@dguv.de,

Frau Dr. Kespohl
Telefon: +49 (0)30 13001-4323
E-Mail: sabine.kespohl@dguv.de oder

Frau Dr. Sander
Telefon: +49 (0)30 13001-4320
E-Mail: ingrid.sander@dguv.de

Labor
Telefon: +49 (0)30 13001-4313, -4312

Inhalt

Bestimmung von IgE-Antikörpern.....	2
Mehle und andere Zutaten (Bäcker)	2
Milben, Insekten (Arthropoda).....	2
Gesamt-IgE	2
Enzyme (mit Branche).....	2
CCD-Tools	2
Hölzer	3
Tierallergene	3
Schimmelpilze	3
Sonstige Berufsallergene	3
Allergenmischungen.....	3
Isocyanate	3
Enterotoxine	3
Spezifische IgG-Bestimmung	4
Schimmelpilze	4
Bakterien (Farmerlunge)	4
Kühlschmierstoffantigene (Maschinenarbeiterlunge)	4
Vogelhalterreie	4
Säureanhydride.....	4
Isocyanate	4
Sonstige Allergene	4

Stand der Liste: **16.07.2025**

Patientenname:

Bestimmung von IgE-Antikörpern

Gesamt-IgE

Spezifische IgE-Bestimmung

Untersuchungen werden mit dem ImmunoCAP₂₅₀ durchgeführt

Mehle und andere Zutaten (Bäcker)	
Weizenmehl ¹	f4
Roggenmehl	f5
Gerstenmehl	f6
Hafermehl	f7
Maismehl	f8
Sesamschrot	f10
Buchweizenmehl	f11
Erdnuss	f13
Sojabohne	f14
Hefe (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	f45
Gluten	f79
Kakao	f93
Mohnsamen	f224
Guarkern (E412)	f246
Gummi arabicum	f297
Bockshornkleesamen	f305
Lupinensamen	f335
Quinoa	f347
Amaranthensamen	bg482
Kastanienerbsenmehl	bg552
Flohsamenschalen (Isapgula oder Psyllium)	k72
Flohsamenschalenmehl	bg562

Milben, Insekten (Arthropoda)	
Hausstaubmilbe (<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>)	d1
Hausstaubmilbe (<i>Dermatophagoides farinae</i>)	d2
Hausstaubmilbe (<i>Euroglyphus maynei</i>)	d74
Mehlmilbe (<i>Acarus siro</i>)	d70
Heumilbe (<i>Lepidoglyphus destructor</i>)	d71
Modermilbe (<i>Tyrophagus putrescentiae</i>)	d72
Hausmilbe (<i>Glycyphagus domesticus</i>)	d73
<i>Blomia tropicalis</i>	d201
Bienengift ¹	i1
Wespengift ¹	i3
Küchenschabe	i6
Rote Mückenlarve (<i>Chironomus thummi</i>)	i73
Mehlmotte (<i>Ephestia kuehniella</i>)	i203
Naturseide (<i>Bombyx mori</i>)	k74
Fischfutter (<i>Artemia salina</i>)	o202
Mehlwurm (<i>Tenebrio molitor</i>)	o211
Reismehlkäfer (<i>Tribolium confusum</i>)	U15
Eichenprozessionsspinner (<i>Thaumetopoea processionea</i>)	U503
Stubenfliege (<i>Musca domestica</i>)	bg258
Heuschreckenhaut	bg269
Fruchtfliege (<i>Drosophila</i>)	bg441
Papierfischchen (<i>Ctenolepisma longicaudata</i>)	bg447
Rote Vogelmilbe (<i>Dermanyssus gallinae</i>)	bg448

Enzyme (mit Branche)	
α-Amylase nAsp o 21 (<i>Aspergillus oryzae</i>)	k87
Backwaren, Nahrungsmittel, Pharmazeutika	
α-Amylase (Bacillus) Termamyl	bg208
Waschmittel, Nahrungsmittel, Tierfutter	
Glucoamylase (<i>Aspergillus niger</i>)	U296
Backwaren, Nahrungsmittel	
Xylanase (<i>Aspergillus niger</i>)	bg226
Backwaren, Tierfutter, Nahrungsmittel	
Xylanase (<i>Bacillus subtilis</i>)	bg223
Backwaren, Nahrungsmittel, Tierfutter, Textilien, Papier	
Endo-1,4-beta-Xylanase	bg511
Tierfutter	
Endo-1,4-beta-Glucanase	bg512
Tierfutter	
Cellulase (<i>Aspergillus niger</i>)	bg236
Backwaren, Nahrungsmittel, Textilien, Papier, Tierfutter,	
Cellulase (<i>Humicola insolens</i>) Carezyme	bg214
Waschmittel, Textilien, Papier, Tierfutter	
Cellulase (Trichoderma) Celluclast	bg467
Backwaren, Nahrungsmittel, Tierfutter	
Alcalase (Bacillus) Subtilisin	bg217
Pharmazeutika, Nahrungsmittel, Waschmittel	
Savinase (Bacillus) Subtilisin	k206
Nahrungsmittel, Waschmittel, Pharmazeutika	
Bromelain nAna c 2 (Ananas Cysteinprotease)	k202
Pharmazeutika, Nahrungsmittel	
Pepsin nSus s (Schweine Protease)	k213
Pharmazeutika, Nahrungsmittel	
Chymosin (Rennin, Kälberlab)	bg445
Nahrungsmittel	
Pankreatin (Trypsin, α-Amylase, Lipase)	U523
Pharmazeutika, Nahrungsmittel	
Lysozym nGal d 4 (Hühnerei)	k208
Pharmazeutika, Nahrungsmittel, Backwaren	
Lipase (Thermomyces) Lipex	bg204
Waschmittel, Papier	
Transglutaminase (<i>Streptomyces mobaraensis</i>)	bg420
Backwaren, Nahrungsmittel	
3-Phytase (<i>Aspergillus niger</i>)	bg96
Tierfutter	
6-Phytase	bg510
Tierfutter	

CCD-Tools	
Meerrettichperoxidase (HRP)	U395
Bromelain nAna c 2 (Ananas Cysteinprotease)	k202
MUXF (Kohlenhydrat-Determinante)	o214

¹ Die Bestimmung von Einzelallergenen ist möglich.

bg = Eigenkopplungen des IPA hausintern validiert

Patientenname:

Spezifische IgE-BestimmungUntersuchungen werden mit dem ImmunoCAP₂₅₀ durchgeführt

Hölzer	
Abachi/Wawa/Ajous/Samba (<i>Triplochiton scleroxylon</i>)	bg102
Ahorn (<i>Acer spec.</i>)	bg115
Birke (<i>Betula spec.</i>)	bg111
Buche (<i>Fagus spec.</i>)	bg116
Eiche (<i>Quercus spec.</i>)	bg109
Esche (<i>Fraxinus spec.</i>)	bg113
Fichte (<i>Picea spec.</i>)	bg108
Kambala/Iroko/African Teak (<i>Milicia spec.</i>)	bg250
Kiefer (<i>Pinus spec.</i>)	bg229
Lärche (<i>Larix spec.</i>)	bg114
Padouk/Korallenholz/Sandelholzbaum (<i>Pterocarpus spec.</i>)	bg532
Tierallergene	
Katzenschuppen ¹	e1
Hundeschuppen ¹	e5
Pferdeepithelien ¹	e3
Rinderepithelien ¹	e4
Ziegenepithelien	e80
Schweineepithelien	e83
Rattenurinproteine	e74
Rattenepithelien + Proteine	e87
Mäuseurinproteine	e72
Mäuseepithelien + Proteine	e88
Kaninchenepithelien	e82
Meerschweinchenepithelien	e6
Taubenkot	e7
Wellensittichfedern	e78
Wellensittichkot	e77
Kanarienvogelfedern	e201
Papageienfedern	e213
Hühnerfedern	e85
Entenfedern	e86
Truthahnfedern	e89
Schimmelpilze	
<i>Alternaria alternata</i> ¹	m6
<i>Aspergillus fumigatus</i> ¹	m3
<i>Aspergillus niger</i>	bg207
<i>Aspergillus versicolor</i>	bg303
<i>Aureobasidium pullulans</i>	m12
<i>Botrytis cinerea</i>	m7
<i>Candida albicans</i>	m5
<i>Chaetomium globosum</i>	m208
<i>Cladosporium herbarum</i>	m2
<i>Eurotium amstelodami/Aspergillus</i>	bg85
<i>Fusarium proliferatum</i>	m9
<i>Geotrichum candidum</i>	bg431
<i>Penicillium camemberti</i>	bg430
<i>Penicillium chrysogenum</i> ¹	m1
<i>Penicillium glabrum</i>	m209
<i>Penicillium lanosum</i>	bg433
<i>Penicillium roqueforti</i>	bg536
Sonstige (Berufs)-Allergene	
Rinderserumalbumin (nBos d 6)	e204
Hühnereiweiß	f1
Milcheiweiß	f2
Fisch (Kabeljau)	f3
Garnele (Shrimps) ¹	f24
Kaffee	f221
Rizinusbohne	k71
Phthalsäureanhydrid	k79
Latex ¹	k82
Erle - Pollen	t1
Birke - Pollen	t3
Hasel - Pollen	t4
Ambrosie - Pollen	w1
Beifuß - Pollen	w6
Margerite - Pollen	w7
Spitzwegerich - Pollen	w9
Kamille - Pollen	w206
Baumwolle	o1
alpha-Gal Thyroglobulin Rind	o215
Götterbaum - Pollen	U535
<i>Cannabis sativa</i> (Hanf) ¹	U901
Tampico/Agavenfaser (Bürstenherstellung)	bg417
<i>Arabidopsis thaliana</i> - Pollen	bg513
<i>Solanum lycopersicum</i> (Tomaten) - Pollen	bg517
Allergenmischungen	
Inhalationsscreen (Phadiatop)	sx1
[<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , Hundeschuppen, Katzenschuppen/-epithelien, Lieschgras-, Roggenpollen, <i>Cladosporium herbarum</i> , Birkenpollen, Beifußpollen]	
Graspollenmischung	gx1
[Frühlüher, Knäuelgras, Wiesenschwingel, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras]	
Baumpollenmischung	tx5
[Erle, Hasel, Ulme, Salweide, Pappel]	
Schimmelpilzmischung	mx1
[<i>Penicillium chrysogenum</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Alternaria alternata</i>]	
Nussmischung 1	fx1
[Erdnuss, Haselnuss, Paranuss, Mandel, Kokosnuss]	
Nussmischung 2	fx22
[Pekanuss, Cashew, Pistazie, Walnuss]	
Isocyanate	
Toluylendiisocyanat (TDI)	k75
Diphenylmethandiisocyanat (MDI)	k76
Hexamethylen-diisocyanat (HDI)	k77
Enterotoxine	
Staphylococcus Enterotoxin A	m80
Staphylococcus Enterotoxin B	m81
Staphylococcus Enterotoxin C	m223

¹ Die Bestimmung von Einzelallergenen ist möglich.

bg = Eigenkopplungen des IPA hausintern validiert

Patientenname:

Spezifische IgG-BestimmungUntersuchungen werden mit dem ImmunoCAP₂₅₀ durchgeführt**Schimmelpilze**

<i>Acremonium kiliense</i>	m202
<i>Alternaria alternata</i>	m6
<i>Aspergillus fumigatus</i>	m3
<i>Aureobasidium pullulans</i>	m12
<i>Botrytis cinerea</i>	m7
<i>Candida albicans</i>	m5
<i>Cladosporium herbarum</i>	m2
<i>Cryptostroma corticale</i> - Sporen	bg508
<i>Cryptostroma corticale</i> - Myzel	bg515
<i>Fusarium proliferatum</i>	m9
<i>Mucor racemosus</i>	m4
<i>Penicillium chrysogenum</i>	m1
<i>Rhizopus nigricans</i>	m11
<i>Schimmelpilzmischung</i>	Gmx6
[<i>Penicillium chrysogenum</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Mucor racemosus</i>]	
<i>Stachybotrys atra</i>	Gm24
<i>Trichoderma viride</i>	m15

Bakterien (Farmerlunge)

<i>Saccharopolyspora rectivirgula</i>	Gm22
[<i>Microspolyspora faeni</i>]	

**Kühlschmierstoffantigene
(Maschinenarbeiterlunge)**

<i>Pseudomonas alcaliphila</i>	bg457
<i>Pseudomonas oleovorans</i>	bg453
<i>Pseudomonas spec.</i>	bg455
<i>Paenibacillus glucanolyticus</i>	bg454
<i>Mycobacterium immunogenum</i>	bg509
<i>Aspergillus fumigatus</i>	m3
<i>Aureobasidium pullulans</i>	m12
<i>Penicillium chrysogenum</i>	m1
<i>Fusarium petrophilum</i>	bg572
<i>Sporopachydermia spec.</i>	bg570

Vogelhalterreihe

Wellensittich Serumproteine, Federn und Kot	Ge90
Tauben Serumproteine, Federn und Kot	Ge91
Papageien Serumproteine, Federn und Kot	Ge92
Gänsefedern	e70
Hühnerfedern	e85
Entenfedern	e86
Kanarienvogelfedern	e201

Säureanhydride²

Phthalsäureanhydrid	k79
---------------------	-----

Isocyanate²

Toluylendiisocyanat (TDI)	k75
Diphenylmethandiisocyanat (MDI)	k76
Hexamethylenendiisocyanat (HDI)	k77

Sonstige Allergene

3-Phytase (<i>Aspergillus niger</i>)	bg96
--	------

¹ Die Bestimmung von Einzelallergenen ist möglich² HSA als Spezifitätskontrolle**bg = Eigenkopplungen des IPA hausintern validiert**